



SIGIS[®]

by **DECOmed**
MARKETING AND TRADE S.R.L.

Matrice dermica acellulata (ADM) per
la ricostruzione dei tessuti molli

/ Proprietà

Matrice resistente e biocompatibile

Priva di sostanze chimiche, conservanti o agenti
crosslinkanti

Elevata resistenza allo strappo

Maneggevole suturabile, adattabile

/ Applicazione in chirurgia Ortopedica

A supporto delle lesioni della cuffia dei rotatori

A supporto delle lesioni del tendine di Achille



JOINT
BIOMATERIALS

AN ORTHO
BIOLOGICS
COMPANY

Σ GIS[®]

by **DECOmed**
MARKETING AND TRADE

RDM:1074706

Egis[®] è una matrice di collagene ricavato da derma suino (ADM)

Egis[®] è indicata come membrana chirurgica nella riparazione, rinforzo, copertura o sostituzione di tessuti molli. L'esclusivo processo produttivo è stato sviluppato per garantire un prodotto completamente naturale, biocompatibile, acellularizzato e non pirogenico.

L'esclusivo processo produttivo è stato sviluppato per garantire un prodotto completamente naturale e biocompatibile, acellularizzato e non pirogenico. Egis[®] è totalmente priva di sostanze chimiche conservanti o agenti crosslinkanti, per questo motivo favorisce il naturale processo di rigenerazione dei tessuti senza amplificare il fenomeno infiammatorio postoperatorio.

La struttura proteica nativa conferisce ad Egis[®] elevate proprietà meccaniche tali da sopportare ampie pressioni.

/ Specifiche



- Dispositivo Medico di classe III.
- Doppia confezione sterile per il trasferimento sicuro in area chirurgica.
- Certificato secondo DIN EN ISO 13485.
- Validità sterilità 5 anni.
- Prodotta secondo le linee guida GMP.

- ▶ La membrana Egis[®] è confezionata in doppia busta sterile.
- ▶ La membrana Egis[®] è in forma liofilizzata e sterilizzata in ETO.

Art. - Num.
EG05-08

Dimensione
50x50 mm

Spessore
0,8 mm



JOINT | AN ORTHO
BIOMATERIALS | BIOLOGICS
COMPANY

DECOmed
MARKETING AND TRADE

Distribuito da

Joint S.r.l. - Via Monte San Michele, 20 - 30171 - Mestre VE - Italy

Tel.+39 041.93.33.50 - Fax +39 041.93.69.87 - P. Iva e C.F. 03116260278 - info@joint-biomateriali.it

Distributore esclusivo mondiale

Via delle Industrie 2, 30020 Marcon (VE) - Italy

info@decomed.it - www.decomed.it